

Mutação nos genes BRCA1 e BRCA2

Preparo: Não há

INDISPENSÁVEL trazer formulário "Solicitação de Exame: Oncologia Molecular" preenchido e assinado pelo médico solicitante
INDISPENSÁVEL Consentimento Informado do paciente ou responsável.

Amostra: Sangue Periférico (Tubo EDTA - tampa violeta).

Transporte: Refrigerado

Rejeição: Material congelado, coagulado, hemolisado. Uso incorreto de anticoagulante.

Método: Sequenciamento

Referência:

 Ausência de mutação em 22 exons do gene BRCA1 (exon 1 e 4 não codificantes não são analisados)

Ausência de mutação em 26 exons do gene BRCA2 (exon 1 não codificante não é analisado)

Interpretação: Detecção de pacientes e familiares com predisposição genética ao câncer de mama e ovário.