

Mutações no gene FLT3

Preparo: Não há

INDISPENSÁVEL trazer formulário "Solicitação de Exame: Hemato-Oncologia" preenchido e assinado pelo médico solicitante.

Amostra: Medula óssea ou Sangue Periférico (Tubo EDTA - tampa violeta).

Transporte: Refrigerado

Rejeição: Material congelado, coagulado, hemolisado. Uso incorreto de anticoagulante

Método: Reação em Cadeia da Polimerase (PCR)

Referência:

- Negativo para a mutação D835 e Duplicação em tandem no gene FLT3

Interpretação: Confere prognóstico desfavorável em pacientes com Leucemia Mielóide Aguda