

Antígeno histocompatibilidade (HLA) de B-1502

Preparo: Não há

Este exame é realizado somente com solicitação médica
INDISPENSÁVEL Consentimento Informado do paciente ou responsável.

Amostra: Sangue Periférico (Tubo EDTA - tampa violeta).

Transporte: Refrigerado

Rejeição: Material congelado, coagulado, hemolisado. Uso incorreto de
anticoagulante

Método: Reação em Cadeia da Polimerase (PCR)

Referência:

- Negativo para o alelo HLA B-1502

Interpretação: Identificação de indivíduos com ancestralidade asiática com risco de desenvolvimento de Necrólise Epidérmica Tóxica (Síndrome de Stevens Johnson), quando expostos a Carbamazepina (Tegretol).