

Antígeno histocompatibilidade (HLA) de B-5701

Preparo: Não há

Este exame é realizado somente com solicitação médica INDISPENSÁVEL Consentimento Informado do paciente ou responsável.

Amostra: Sangue Periférico (Tubo EDTA - tampa violeta).

Transporte: Refrigerado

Rejeição: Material congelado, coagulado, hemolisado. Uso incorreto de anticoagulante

Método: Reação em Cadeia da Polimerase (PCR)

Referência:

• Negativo para o alelo HLA B-5701

Interpretação: Determinação de hipersensibilidade ao antiviral Abacavir.