

## **Painel Imunohistoquímica Linfoma de Células do Manto: Diagnóstico**

**Preparo:** Não há

INDISPENSÁVEL trazer formulário "Solicitação de Exame: Oncologia Molecular" preenchido e assinado pelo médico solicitante.

**Amostra:** Sangue Periférico para mutação germinativa (Tubo EDTA - tampa violeta)  
Tecido: Bloco de parafina contendo tecido: Favor enviar relatório anátomo-patológico Fragmentos de tecido, biópsia ou peças cirúrgicas pequenas: fixados em formol tamponado a 10% em recipiente apropriado (O volume de formol para biópsias deve ser de 10 ml; para peças cirúrgicas deve ser 3 X o seu volume).

**Transporte:** Temperatura ambiente

**Rejeição:** Material congelado, coagulado, hemolisado. Uso incorreto de anticoagulante  
Material com fragmentos insuficientes como biópsia  
Artefatos de fixação ou processamento do espécime  
Tecido encaminhado sem fixador

**Método:** Imunohistoquímica

**Referência:**

- Relatório Interpretativo sobre sobre os marcadores: CD20 CD5 CD43 CiclinaD1 Ki-67

**Interpretação:** Auxílio no diagnóstico.