

## **Painel Imunohistoquímica Tumor de Estroma Gastrointestinal**

**Preparo:** Não há

INDISPENSÁVEL trazer formulário "Solicitação de Exame: Oncologia Molecular" preenchido e assinado pelo médico solicitante.

**Amostra:** Sangue Periférico para mutação germinativa (Tubo EDTA - tampa violeta)  
Tecido: Bloco de parafina contendo tecido: Favor enviar relatório anátomo-patológico Fragmentos de tecido, biópsia ou peças cirúrgicas pequenas: fixados em formol tamponado a 10% em recipiente apropriado (O volume de formol para biópsias deve ser de 10 ml; para peças cirúrgicas deve ser 3 X o seu volume).

**Transporte:** Temperatura ambiente

**Rejeição:** Material congelado, coagulado, hemolisado. Uso incorreto de anticoagulante

Material com fragmentos insuficientes como biópsia

Artefatos de fixação ou processamento do espécime

Tecido encaminhado sem fixador

**Método:** Imunohistoquímica

### **Referência:**

- Relatório Interpretativo sobre sobre os marcadores: CD34(QBEND 10) CD117(c-kit) S-100 Actina de músculo específica

**Interpretação:** Auxílio no diagnóstico.