

PePtídio citrulinado cíclico, anticorpos (citrulina, anticorpos – CCP)

Preparo: Jejum de 4 horas

Amostra: Soro

Método: Imunoenzimático

Referência:

- Não reagente: inferior a 20 Unidades
- Fracamente reagente: entre 20 e 49 Unidades
- Moderadamente reagente: entre 50 e 79 Unidades
- Fortemente reagente: superior a 80 Unidades

Interpretação: Importante no diagnóstico de Artrite Reumatóide (AR), doença auto-imune sistêmica. Estes anticorpos (CCP) são detectados em 75% dos casos de Artrite Reumatóide (AR).