

### **Cultura de BK (Micobactéria)**

**Preparo:** Coleta em jejum, preferencialmente pela manhã

**Amostra:**

- Urina: primeira da manhã, toda a micção;
- Escarro: preferencialmente pela manhã, em jejum, após a higiene bucal com água (coletar expectoração profunda);
- Líquidos cavitários lavados, liquor (procedimento médico).

**Método:** Manual e/ou Automatizado

**Referência:** Ausência de crescimento

**Interpretação:** É importante no diagnóstico da tuberculose.