

Tempo de sangramento, modificado de Ivy

Preparo: Não há

Amostra: Sangue total com incisão padronizada (template).

Método: Tempo de sangramento modificado, com incisão padronizada (template).

Referência: 1 a 7 minutos

Interpretação: O tempo de sangramento modificado de Ivy é um método de maior precisão, pois o tamanho e a profundidade da incisão são padronizados. O tempo de sangramento depende da elasticidade da parede do vaso sangüíneo ou da quantidade e capacidade funcional das plaquetas. Utilizado como teste de triagem para avaliação hemostática pré-operatória ou na triagem de pacientes com distúrbios hemorrágicos.