

Western Blot, teste confirmatório para HIV-1

Preparo: Jejum de 4 horas

Amostra:

Soro

não reagente: ausência de bandas.

reagente: presença de, no mínimo, 2 (duas) bandas dentre as: gp 160/120; gp 41;
p24.

indeterminada: qualquer outro padrão de bandas diferentes dos descritos anteriormente.

As amostras indeterminadas terão seu resultado definido como "Amostra Indeterminada para HIV-1" e deverão ser submetidas à investigação de anticorpos anti-HIV-2. Recomenda-se, ainda, a coleta de nova amostra, após 30 dias, e a repetição dos procedimentos seqüenciados. Essa repetição tem o propósito de verificar a possível ocorrência de soroconversão recente.

Portaria Nº 488, de 17/06/1998 ANVISA – MS.

Método: Western Blot

Referência: Não reagente

Interpretação: Teste confirmatório e diagnóstico para infecção pelo HIV-1.