

Níquel urinário

Preparo: Não há

Amostra: Urina pré ou pós-jornada de trabalho, conforme a solicitação médica.

Método: Espectrofotometria de absorção atômica (EAA)

Referência:

- até 2 µg/g de creatinina
- IMBP: até 30 µg/g de creatinina

Interpretação: Embora este I.B.E. (Índice Biológico de Exposição) tenha sido removido do Quadro I da NR-7, redação de 1994, devido ao fato de estar comprovado que a exposição a este agente predispõe ao câncer, especialmente pulmonar e nasal, continuamos recomendando a monitorização da sua exposição.