

FISH Rearranjo BCR-ABL - Translocação 9;22

Preparo: Não há

INDISPENSÁVEL trazer formulário "Solicitação de Exame: Hemato-Oncologia" preenchido e assinado pelo médico solicitante.

Amostra: Medula óssea ou Sangue Periférico (Tubo Heparina - tampa verde).

Transporte: Refrigerado

Rejeição: Material congelado, coagulado, hemolisado. Uso incorreto de anticoagulante

Método: Hibridação "in situ" por fluorescência (FISH)

Referência:

- Negativo para a translocação 9;22

Interpretação: Investigação e acompanhamento de Leucemia Mielóide Crônica
Identifica Leucemia Linfóide Aguda com rearranjo e prediz prognóstico desfavorável.