

Gemelaridade por Análise de DNA

Preparo: Não há

Este exame é realizado somente com solicitação médica
INDISPENSÁVEL Consentimento Informado do paciente ou responsável.

Amostra: Sangue Periférico (Tubo EDTA - tampa violeta).

Transporte: Refrigerado

Rejeição: Material congelado, coagulado, hemolisado. Uso incorreto de
anticoagulante

Método: Reação em Cadeia da Polimerase (PCR)

Referência:

- Padrão de 15 regiões hipervariáveis testadas - Relatório Descritivo

Interpretação: Confirmação de gemelaridade monozigótica, ou seja, de
univitelinos.