

Flúor (fluoretos)

Preparo: Não há

Amostra: Urina isolada, pré ou pós-jornada de trabalho, conforme solicitação médica.

Método: Eletrodo seletivo

Referência:

- até 0,5 mg/g de creatinina
- IBMP: 3 mg/g de creatinina no início de jornada.
- IBMP:10 mg/g de creatinina em final de jornada.

Interpretação: Exame toxicológico, correlacionado à medicina do trabalho. Este exame revela que o contato, ingestão ou inalação (acidental ou não) destes elementos, em maior ou menor grau, são nocivos à saúde do trabalhador. Útil no seguimento de terapias com fluoreto de sódio, medicina ocupacional ou contaminação acidental.