

Lactato pós-sobrecarga

Preparo: Jejum de 4 horas

Amostra: Plasma fluoretado com coleta basal 0' e após estímulo, ou seja, com sobrecarga de lactose (crianças 2g/Kg e adultos 50g) no tempo 60' ou conforme solicitação médica.

Método: Química seca

Referência: 0,7 a 2,1 mmol/L

Interpretação: Níveis elevados podem ser resultado de hipoxia do tecido, diabetes mellitus, terapia de fenformina, malignidade, doenças por acúmulo de glicogênio, ingestão de etanol ou metanol e acidose metabólica.