

Painel para Leucemia Linfocítica Crônica

Preparo: Não há

INDISPENSÁVEL trazer formulário "Solicitação de Exame: Hemato-Oncologia" preenchido e assinado pelo médico solicitante.

Amostra: Medula óssea ou Sangue Periférico (Tubo Heparina - tampa verde).

Transporte:Refrigerado

Rejeição: Material congelado, coagulado, hemolisado. Uso incorreto de anticoagulante.

Método: Hibridação "in situ" por fluorescência (FISH)

Referência:

- Negativo para: a. deleção de 6q23.3 (MYB) b. deleção de 11q22.3 (ATM); c. trissomia do cromossomo 12; d. deleção de 13q ; e. deleção de del17p13.1 (TP53)

Interpretação: Na Leucemia Linfocítica Crônica o conhecimento dos deleções e trissomias envolvidos na alteração molecular tem importantes implicações para prognóstico do paciente e fornece importantes implicações para diagnóstico e terapia do paciente. O painel dá informações de células em interfase e é capaz de detectar mutações indetectáveis em citogenética padrão.