

## **HIV 1 e 2, pesquisa de anticorpos**

**Preparo:** Jejum de 4 horas

**Amostra:** Soro

**Método:** Enzimaimunoensaio

**Referência:** Não reagente

### **Interpretação:**

É importante como teste de triagem auxiliar, no diagnóstico de infecção pelo vírus HIV1 e 2.

Resultados positivos, obrigatoriamente, devem ser confirmados pelo método de Western Blot, exame “Gold Standart” comprobatório e diagnóstico para infecção pelo vírus HIV-1. Portaria Nº 488, de 17/06/1998 ANVISA – MS.