

## Urina I

**Preparo:** Coleta, preferencialmente, pela manhã ou estar com duas horas de retenção urinária.

**Amostra:** Urina jato médio (coleta de 1º jato ou jato final, conforme solicitação médica).

**Método:** Sedimento quantitativo

### Referência:

- Aspecto: límpido;
- Cor: amarelo citrino;
  - Ph: 5,0 a 6,0;
- Densidade: 1015 a 1028;
- Corpos cetônicos: ausentes;
  - Proteínas: ausente;
  - Glicose: ausente;
  - Bilirrubina: ausente;
  - Nitrito: ausente;
  - Hemoglobina: ausente;
- Urobilinogênio: normal até 0,2 mg/dl;
  - Leucócitos: até 10.000/ml;
  - Hemácias: até 10.000/ml;
    - Cilindros: ausente;
    - Cristais: ausente;
- Bactérias: ausente. Interpretação: análise útil na avaliação e monitoramento de infecções do trato urinário. Aumento de leucócitos indica instalação de infecção. Hematúria podem ser de causa pré-renal (hemofilia ou paciente em uso de anticoagulação oral), renal (glomerunefrite, neoplasias, cálculo renal) ou pós-renal (infecções no uréter, bexiga e uretra).